

Welches Barcode-Etikett gehört wohin?

Patienten- Erst- ersatz- material	01642 001 06 Citrat ▶	01642 001 04 EDTA ▶	01642 001 01 ▶
	A	E	1
	01642 001 03 Homocyst. ▶	01642 001 04 EDTA ▶	Karte
	B	E	01642 001 01 Serum ▶
Erfall	01642 001 08 Stuhl ▶	01642 001 00 Glucose ▶	H
	C	F	01642 001 01 Serum ▶
Erfall	01642 001 07 Urin ▶	01642 001 05 Heparin ▶	H
	D	G	

1

Karte

Barcode-Karte immer auf den Anforderungs-
bogen oben in das Feld „Einsender-Etikett“ kleben

Auf das entnommene Probenmaterial kleben Sie das/die entsprechende/n weitere/n Etikett/en.

A	Citrat		
B	Homocystein		als Monovette nicht vorhanden
C	Stuhl		
D	Urin		
E	EDTA		
F	Glucose		
G	Heparin		
H	Serum		
I	Ersatz	Ersatz-Etiketten, z. B. für Blutzucker-Bestimmung (Tagesprofil)	